

VIGTIG INFORMATION – Brug korrekt poderør

Global **mangel på eSwab** (hvidt låg) og erstatninger for disse.

For at sikre, at KMA fremover kan udføre alle nødvendige bakteriologiske dyrkninger, er det vigtigt, at I pt. bruger følgende poderør:

Bakteriologiske analyser (D+R): Sigma-rør og eSwab, så længe lager haves

Virus og PCR-analyser, herunder Corona: RT rør + separat podepind

Bakteriologiske analyser til dyrkning og resistens:




Sigma rør:
MW-MW176S

- Podninger til dyrkning og resistens
- CPO
- Gærsvampe (dyrkning)
- Screening i forbindelse m. udlandsophold
- Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

Virus og PCR-analyser, samt Corona:



**RT rør: 10249 +
separat podepind: 202003**



- Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA/RNA
- Adenovirus DNA
- Bordetella pertussis/parapertussis DNA
- Cytomegalovirus DNA
- Herpes Simplex virus DNA
- Influenza virus A + B RNA
- Influenzavirus A+B og RS virus DNA/RNA
- Luftvejsvirus (udvidet) RNA/DNA
- Mycoplasma- & Chlamydia pneumoniae DNA/RNA
- Mycoplasma genitalium DNA/RNA
- Parainfluenza virus 1, 2, 3
- Respiratorisk syncytial virus RNA
- Rhinovirus RNA
- Varicella zoster virus DNA

Prøver der normalt tages i fecalSwab, skal fortsat tages i fecalSwab